



Manual de Instruções

INSTRUÇÕES DE USO - CIRCUITO PARA RESPIRADOR INFANTIL - AXMED



2406/INF - Circuito para respirador infantil

INDICAÇÃO

O circuito para respirador infantil deve ser utilizado em pacientes que necessitam de ventilação, tem como função auxiliar na ventilação assistida, ou seja, quando o padrão de respiração do paciente pode ativar o ventilador e o paciente recebe um volume corrente preestabelecido, na ausência de respiração espontânea a máquina administra uma respiração controlada em frequência mínima e o volume corrente

Antes de conectar o circuito ao paciente, faça um teste com balão de borracha para verificar se não existem vazamentos. Verifique se as conexões estão bem conectadas ao ventilador mecânico bem como ao paciente para evitar a fuga dos gases.

Após cada utilização deverá ser feita uma desinfecção. Nunca cubra o circuito do paciente com mantas, lençóis, toalhas ou outros materiais para evitar o superaquecimento do circuito.

Posicione o circuito de forma a evitar curvas que possam acumular água condensada em seu interior.

Esta ocorrência pode afetar o fornecimento de gás ao paciente, posicione o circuito abaixo do nível do paciente e utilize os coletores de água, verificando -os frequentemente e retirando a água condensada do seu interior.

LIMPEZA

A lavagem deve ser feita por imersão em solução com detergente enzimático neutro, temperatura entre 35°C e 65°C por aproximadamente 10 minutos. O enxague deve ser feito de preferência com água destilada ou filtrada de modo a eliminar as altas concentrações de substâncias químicas que possam afetar os materiais.

Deixe secar em ambiente limpo e seco antes de seguir para esterelização.

ESTERELIZAÇÃO

Deve ser realizada a desinfecção de alto nível com Glutaraldeído 2% por 12 horas.

O enxague deve ser feito com água destilada e esterelizada para eliminar as altas concentrações de substâncias químicas utilizadas deixando secar em ambiente limpo.

A esterelização em autoclave deve obedecer os seguintes parâmetros:

CONDIÇÃO	PRESSAO	TEMPERATURA	TEMPO
Rápida	220kPa (32psi)	134° C	4 minutos
Normal	96kPA (14psi)	121° C	15 minutos

EMBALAGEM

Os circuitos para respirador infantil são embalado individualmente em embalagem plástica e colocados em caixas de papelão.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Os circuitos devem ser armazenados e transportados em temperatura ambiente, ao abrigo de calor e umidade. Deverão ser transportados tomando-se os devidos cuidados para evitar choques mecânicos, calor e umidade. Evitar exposição prolongada ao calor e frio extremos.

GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário do produto a garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição desde que, o defeito seja constatado por seu técnico autorizado.

O fabricante assegura também, a execução de mão-de-obra e substituição de peças com defeito uma vez que esteja dentro do prazo de garantia e com o uso adequado do equipamento.

O fabricante considerará **NULA A GARANTIA**, nas seguintes situações.

-Quando o produto sofre qualquer dano provocado por acidente ou agentes da natureza.

-For constatado mau uso do equipamento, isto é, em desacordo com o Manual de Instruções, ou ainda, sinais de violação consequentes de consertos não autorizados pelo fabricante.

-Se o consumidor final apresentar Nota Fiscal de Compra com rasuras e /ou danificada, ou ainda não apresentá-la.

Finalmente, a ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME, se compromete na prestação dos serviços aqui descritos, esclarecendo também, que o cliente será responsável pelas despesas de deslocamento do produto.

FABRICADO POR:

ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME
CNPJ: 08.406.353/0001-06 - Inscrição Estadual: 149.486.956.110
Rua Brasil, 120 - Americanópolis - São Paulo /SP
CEP 04428-060 - Tel.: 55.11.5642-0302
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Argeu Dantas Junior - CRF/SP 69.032
RESPONSÁVEL LEGAL: Alexandre Assunção Bastos

**DISTRIBUIDO POR:**

AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Dona Aurora Alegretti, 81 - Jardim Caravelas
CEP 04728-090 - Tel.: 55.11.5642-0302 e Fax: 55.11.5641-6213
www.axmed.com.br e-mail: axmed@axmed.com.br
Registro ANVISA Nº.804.136.20008