



## Manual de Instruções

### INSTRUÇÕES DE USO - UMIDIFICADOR - AXMED



1800 - Umidificador para Oxigênio  
1801 - umidificador para Ar Comprimido

### COMPOSIÇÃO

O umidificador é constituído por um frasco em PVC atóxico de 250ml, tampa de plástico atóxico com borboileta fabricada em PVC atóxico, nas cores verde (Oxigênio) ou amarela (Ar Comprimido) de acordo com o gás a ser utilizado (ABNT). No frasco do produto encontra-se escala com indicação de níveis máximo e mínimo. Possui como acessórios opcionais a mangueira de extensão, e máscara fabricada em PVC atóxico cristal.

### INDICAÇÃO

Os umidificadores tem a função de umidificar através de pequenas partículas de Oxigênio ou Ar Comprimido que são colocados no frasco. O sistema por onde passa o fluxo faz a solução borbulhar e pequenas partículas são liberadas e misturam-se ao Oxigênio ou Ar Comprimido que são levados as vias aéreas superiores do paciente.

### LIMPEZA

A parte externa do umidificador deve ser limpa com solução gemicida apropriada para limpeza. A parte interna pode sofrer o processo de esterilização através de soluções solventes neutros. Como por exemplo: álcool isopropílico, não podendo ser autoclavadas. A extensão e a máscara devem sofrer o mesmo processo de esterilização através de soluções solventes neutros, como por exemplo: álcool isopropílico, não podendo ser autoclavadas.

### ESTERELIZAÇÃO

Deve-se adotar o método de desinfecção de alto nível para destruir todas as bactérias vegetativas, fungos, vírus e partes de esporos. O enxague deve ser feito preferencialmente com água estéril e manipulação asséptica, em seguida realizar a desinfecção com Glutaraldeído 2% por 60 minutos.

## EMBALAGEM

Os umidificadores são fornecidos não estéreis, embalados individualmente e colocados em caixas de papelão.

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Os umidificadores devem ser armazenado e transportado em temperatura ambiente, ao abrigo de calor e umidade. Deverão ser transportado tomando-se os devidos cuidados para evitar choques mecânicos, calor e umidade. Evitar exposição prolongada ao calor e frio extremos.

## GARANTIA

O fabricante assegura ao proprietário do produto constante de Nota Fiscal de Compra, a garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 365 dias, a partir da data de aquisição desde que, o defeito seja constatado por seu técnico autorizado.

### **Validade indeterminada enquanto embalagem intacta.**

N a execução de mão-de-obra e substituição de peças com defeito uma vez que esteja dentro do prazo de garantia e com o uso adequado do equipamento.

Será considerado **NULA A GARANTIA**, nas seguintes situações.

- Se o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente ou agentes da natureza.
- For constatado mau uso do equipamento, isto é, em desacordo com o Manual de Instruções, ou ainda, sinais de violação consequente de consertos não autorizados pelo fabricante.
- Se o consumidor final não apresentar Nota Fiscal ou se a mesma estiver danificada.

Finalmente, a ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME, se compromete na prestação dos serviços aqui descritos, esclarecendo também, que o cliente será responsável pelas despesas de deslocamento do produto.

### **FABRICADO POR:**

ALEXANDRE ASSUNÇÃO BASTOS ME  
CNPJ: 08.406.353/0001-06 - Inscrição Estadual: 149.486.956.110  
Rua Brasil, 120 - Americanópolis - São Paulo /SP  
CEP 04428-060 - Tel.: 55.11.5642-0302  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Argeu Dantas Junior - CRF/SP 69.032  
RESPONSÁVEL LEGAL: Alexandre Assunção Bastos



### **DISTRIBUIDO POR:**

AXMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA  
Rua Dona Aurora Alegretti, 81 - Jardim Caravelas  
CEP 04728-090 - Tel.: 55.11.5642-0302 e Fax: 55.11.5641-6213  
[www.axmed.com.br](http://www.axmed.com.br) e-mail: [axmed@axmed.com.br](mailto:axmed@axmed.com.br)  
Registro ANVISA Nº.804.136.29003